

脑磁图系统与实践

刘朝巍

2021.7.15

➤ 脑磁图系统硬件概述


- 硬件组成及连接
- 脑磁图传感器分布
- 液氦循环系统
- 刺激反馈设备

➤ 脑磁图数据实践

- General Workflow
- 实验设计
- 数据采集实操
- 数据分析workflow
- 溯源方法
- 常用数据分析软件包



Main components

- (A) Gantry with probe insert
- (B) Feedthrough filter unit
- (C) Electronics cabinet
- (D) Lifting unit
- (E) Data acquisition ws
- (F) 3D digitizer
- (G) Stimulus cabinet
- (H) Stimulus control computer
- (I) Projector
- (J) Data analysis ws
- (K) Isolation transformers
- (L) Helium storage




ARMOR™传感器阵列


306-channel SQUID sensor array



Planar gradiometer





Magnetometer




ARMOR™传感器阵列

Left and right groups: Frontal Temporal Parietal Occipital



MEG 刺激及反馈设备

➤ 视觉刺激系统



- PROPiXX MEG/MRI
- 投影 + 镜子 + 背投屏
- 120Hz(500Hz RGB; 1440Hz greyscale)

➤ 听觉刺激系统




- 管式耳机
- 电转声式系统

➤ NAtA脑磁兼容反馈系统



➤ 光纤运动反馈板




➤ 脑磁图系统硬件概述

- 硬件组成及连接
- 脑磁图传感器分布
- 液氦循环系统
- 刺激反馈设备

➤ 脑磁图数据实践

- General Workflow
- 实验设计
- 数据采集实操
- 数据分析workflow
- 溯源方法
- 常用数据分析软件包

General workflow



MEG experiment


Spontaneous vs evoked response study

Stimuli (if any)

- auditory
- visual
- somatosensory
- olfactory
- ...

Task

- attend/ignore
- detect + react
- detect + count
- imagine
- observe/imitate
- ...




4


Behavioural responses

- limb/finger movement
- speech
- ...

Spontaneous data



Evoked responses



Experiment design

Consider the design carefully

- Analysis methods
 - Sensor level or source level analysis?
 - Only MEG, or are EEG and other physiological data required? - **ECG?
EMG?**
 - Artifact reduction techniques, i.e. use EOG/ECG and ICA to remove physiological artifacts
 - Do you need noise covariance for the data analysis? - **Empty room recording
Pre-stim/Resting state recording**
 - If event related stimulus, increase the contrast between baseline and data, i.e. time or freq domain averaging - **Increase SNR**
 - What are the considerations for participants? Age, gender, healthy/diseased, #of participants, etc.
 - Stimulus delay? - **Auditory
Visual : 9 ms**

Experiment design

Consider the design carefully

- Special populations
 - Depending on age there should be a care taker inside MSR
 - Stimulus access to care taker
 - Use cHPI and later movement compensation*
 - Pediatric MEG chair can be used to reduce movement
 - Children friendly stimulus / movies
 - Prior mocking of MEG could be helpful

*Not available in the US, works in progress

Experimental parameters

- Experimental conditions
- Number of trials
- Inter-trial or inter-stimulus interval (ITI or ISI)
- Length of recordings
- Total duration of experiment
- Behavioral responses
- Quality of stimulation

Experimental parameters

- Number of trials
 - Single subject analysis often desirable
 - Stimulus-locked, evoked ~60-100 trials
 - Steady state 40-50 trials - data integrated over extended time intervals
- Stimulus duration
 - Evoked responses - 100-200ms
 - Increased risk of saccades during long trials
 - Longer duration may evoke response at stim onset and offset

Experimental parameters

- Inter-stimulus interval
 - Allow for neural response to return to baseline
 - Evoked responses, > 200ms
 - Modulation of rhythmic activity, 500-1000ms
 - Elicit or avoid expectation with jitter
- Length of recordings
 - 8-10 minutes
 - Shorter for difficult populations or boring tasks
- Total duration of experiment
 - < 75 minutes
 - Too long and data quality and performance degrades

Experimental parameters

- Behavioral responses
 - Keep subject alert, i.e. a distractor task
 - Voluntary movement causes ‘artifacts’ - 肌电
 - Keep responses away from period of interest, i.e. delayed responses
 - Avoid eye movements, e.g. during a feedback screen
 - Alternate hands for yes/no conditions - 实验条件打乱；试次顺序平衡
 - Responses collected in all conditions equally
 - Collect EMG, eye positions, speech onset, etc. to define artifacts

脑磁图实验需要注意的问题：


- 脑磁图技术和研究问题是否相匹配；
Accurate localization – fMRI; MEG – earliest sensory response, timing, dynamic neural mechanism;
- 预先估计激活的脑区；
e.g. not too deep, not to close to each other, not totally radial ...
- 预实验（技术、被试）；
检验实验**setup**、**伪迹(on-line, off-line)**、**主试体验**、**EEG test**（一个硬币的两个面）
- 设置**on-line**平均参数以检查数据质量；

数据采集实操

- 准备屏蔽间和机器位置；
- 检查噪音水平；
- 打开记录软件；

Acquisition: control

- 键入 Project & Subject Name；
- 设置采集参数；



数据采集实操

- 准备屏蔽间和机器位置；
 - 检查噪音水平；
 - 打开记录软件；
- Acquisition: control
- 键入Project & Subject Name
 - 设置采集参数；
 - 设置平均参数；
 - 准备被试 (HPI, BIO)；
 - 头部数字化；
 - 将被试带入屏蔽间；
 - 开始数据采集；






Figure 7: Head digitization. 1. Cardinal landmarks, 2. HPI coils, 3. EEG, 4. Additional points, 5. Check landmarks (quality control), 6. Distances should be < 5mm.


MEG 数据格式

- FIFF: Functional Image File Format;
- 数据结构类似DICOM；
- FIFF files中可包含
 - 连续或平均的MEG/EEG数据；
 - 原始或分割后的影像数据（MR、CT）；
 - 采集参数：采样率、滤波设置、传感器类型、Head-to-MEG坐标转换；
 - 补偿环境磁场噪音的SSP（Signal-space projection）向量；
 - 单个文件最大容量2GB, 1000 Hz ~ 26 mins, 5000 Hz ~ 5 mins；

Data Analysis Workflow




Workflow of the Brainstorm software




Workflow of the MNE software

MEG数据分析中的坐标系一览



MEG 去噪方法

- Signal Space Projection (SSP)
 - Signal Space Separation (SSS)




- 306通道的数据理解为306维的信号空间；
 - 利用PCA方法分解信号矩阵（奇异值最大的向量）
 - 磁力计：3个向量 梯度计：5个向量；
 - 以不同机位和状态采集空房间的数据；

- Signal Space Separation (SSS)



- $b = b_{in} + b_{out} + n$,
 - 磁场标量势展开为包含**内外**磁场信息的谐波函数的叠加，随后分离重建出 **b_{in}** ；
 - Temporal SSS – 去除在时间尺度上有相似特征的噪音
 - 头动补偿 + tSSS **close-to-sensor artifacts**

Performance of SSS & tSSS




控制条件
无干扰

在屏蔽室
外侧旋转
三块磁铁

在被试嘴唇
固定一根磁化
的金属线



Taulu and Hari, *Hum Brain Mapp*, 2009



Localizations from single-trial responses

SSS-based head movement compensation*

Research example: Movement of a six months old subject



➤ 头部定位线圈 (HPI)

HPI coil digitization order:


- | | |
|-----------|--------|
| 1. Blue | 293 Hz |
| 2. White | 307 Hz |
| 3. Red | 314 Hz |
| 4. Black | 321 Hz |
| 5. Yellow | 328 Hz |

- Continuous HPI ✓
- 小于3cm的头动

*Not available in the US, works in progress


Uutela, Taulu, Hämäläinen, *NeuroImage*, 14(6), 1424-31, 2001

Research example of SSS movement compensation*




Stationary

AEF study of an adult subject,
continuous random head movement



Moving



Compensated

也能去除诸如：


- Vagus Nerve Stimulator
- Deep Brain Stimulator

等造成的伪迹

*Not available in the US, works in progress


MEG头动校正-without cHPI

Subjects move during experiment → Different (R, \vec{T}) transformations are fitted accross runs → Unconsistency when concatenating data



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ 实验前和实验中<ul style="list-style-type: none">- 优化实验设计；- 在保证舒适性下使被试头顶尽可能贴近头盔；- 实验间隙进入屏蔽室调整座椅高度； | <ul style="list-style-type: none">➤ 数据分析<ul style="list-style-type: none">- 源空间分析时分别对每个run进行配准；- 传感器空间分析时将所有run配准至最优坐标系, fiff_mean_trans + Maxfilter 实现； |
|--|---|

脑磁图的溯源问题



$$\mathbf{b}(t) = \mathbf{G}\mathbf{q}(t) + \mathbf{n}(t)$$

↓
引导场矩阵

传感器空间
磁场信号


↓
源空间
等效电流偶极子强度

噪音

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \dots \\ \mathbf{b}_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{l}_1) & \dots & \mathbf{G}_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{l}_P) \\ \dots & \dots & \dots \\ \mathbf{G}_M(\mathbf{r}_M, \mathbf{l}_1) & \dots & \mathbf{G}_M(\mathbf{r}_M, \mathbf{l}_P) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 \\ \dots \\ \mathbf{q}_P \end{bmatrix}$$


306×1 306×15000 15000×1

Forward Problem



- 正问题：适定性问题；
- 对于给定的神经元电流分布和头部电导率分布，通过Maxwell求解传感器空间的磁场分布；
- 球对称模型：假设大脑由具有不同电导率的球壳组成；
- BEM/FEM：边界元/有限元模型
BEM：颅内空间、头骨、头皮；
FEM：四面体-传导的各向异性；

Inverse Problem




- 参数源模型；
Parametric source model
- 分布源估计；
Distributed current estimates
- 扫描方法；
Scanning approach

参数源模型 Parametric source model

- Equivalent Current Dipoles 等效电流偶极子模型
- 假设：MEG探测下的皮层源活动具有稀疏性、集中性、预先设定偶极子数量(有限，2~5)；
- Over-determined：方程数目远多于未知数
- 认知：Primary and secondary sensory responses;
- 临床：癫痫棘波定位；


N400-LIKE MEG RESPONSES TO INCONGRUOUS WORDS




分布源估计 Distributed current estimates

- 假设：大脑中存在分布的源，源的分布被施加限制，以能拟合传感器空间结果；
- Minimum-Norm Estimate (L_2 -norm): 满足分布源的总能量最小，结果呈现弥散性；
- Minimum Current Estimates (L_1 -norm): 满足最小一次模最小，呈现稀疏性；

Right Auditory Stimulus



Left Auditory Stimulus




(a) $\ell_1\ell_2$ -norm (statistics)

(b) MNE (dSPM)

(c) dipole fitting

扫描方法 Scanning approach

- Beamformer : 波束成型 (空间滤波器)
- 假设 : No two distant cortical areas $\sim \text{cm}$ generate coherent local field potentials over long time scales. $\sim 10^2 \text{ms}$
- 有效利用在induced response的溯源中 ;
- 缺点 : 如果大脑中多个脑区存在高度相关的神经活动, 受限于假设, 该方法只能溯出单个源。



Hillebrand and Barnes, *Inter. Rev. Neuro.*, 2005

MEG 数据处理软件

- 商用软件
 - BESA
 - CURRY
- 免费软件
 - Brainstorm
 - Fieldtrip
 - MNE
 - SPM
 - Freesurfer

Free packages

Brainstorm (<http://neuroimage.usc.edu/brainstorm/>)

- Collaborative, open-source application dedicated to the analysis of brain recordings: MEG, EEG, fNIRS, ECoG, depth electrodes and animal invasive neurophysiology
- Runs on Matlab, provides standalone with matlab runtime
- Provides user friendly graphical user interface (GUI), and a scripting interface
- User forum and online tutorials
- Features
 - Powerful and versatile visualization
 - MRI visualization and coregistration
 - Databasing
 - Graphical batching tools
 - Head modelling and source modelling
 - Time-frequency decomposition
 - Functional connectivity
 - Machine learning



- Minimum norm imaging
- LCMV beamformer
- Dipole modeling

Free packages

FieldTrip (www.fieldtriptoolbox.org)

- Developed at the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University (Nijmegen, the Netherlands)
- MEG/EEG signal processing platform, including
 - Time-frequency analysis
 - Dipole modelling
 - Distributed (L2) modelling
 - Beamformers, including DICS
 - Non-parametric statistical testing
 - Minimum norm imaging
 - LCMV beamformer
 - Dipole modeling
- Usage via the Matlab command line
 - Requires some Matlab knowledge, allows scripting
- Links to other support packages, such as “FastICA”
- Open-source code and website maintained in <https://github.com/fieldtrip>
- Tutorials and training courses

Free packages

- Friendly with FIFF (read & save)

MNE-suite (<https://mne.tools/>)

- Community-driven software package for processing EEG and MEG data providing versatile tools and workflows for:
 - Preprocessing and denoising
 - Source estimation
 - Time–frequency analysis
 - Statistical testing
 - Estimation of functional connectivity
 - Applying machine learning algorithms
 - Visualization of sensor- and source-space data
- MNE includes a large set of Python routines supplemented by tools compiled from C code for the LINUX and Mac OSX operating systems, as well as a MATLAB toolbox
- Open-source code maintained in <https://github.com/mne-tools/mne-python>
- Tutorials and training courses

Free packages

SPM12 (<http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/>)

- SPM12 is developed by the Wellcome Centre for Human Neuroimaging, UCL Queen Square Institute of Neurology (London, UK)
- Further development by EEG/MEG community
- Features:
 - Runs on Matlab, supports both GUI, script and batch scripts
 - Automated MRI/MEG coregistration, segmentation and modeling
 - Processing of raw/epoched MEG/EEG data
 - Time-frequency analysis
 - Source modelling using DAiSS extension - **Data Analysis in Source Space**
 - Advanced statistics
 - Uses internally some functions of FieldTrip toolbox
 - Easy interface with other SPM extensions
 - Code maintained at <https://github.com/spm/spm12>

Free packages

FreeSurfer (<http://freesurfer.net>)

- Developed by the Martinos Centre (Harvard University)
- Runs on Linux, requires hardware-accelerated 3D graphics (OpenGL)
- Reads MRI slices in DICOM and other common formats
- Features:
 - Automatic segmentation of the cranium and grey matter sheet
 - Inflation and flattening of the cortex
 - Morphing maps (based on the sulcal-gyral structure) to transform locations from subject to another or to a standard/average brain
 - Talairach transformation
 - Template-based parcellation of the cortex; volumetric measures
- Used by MNE-suite for segmentation of the cortex/gray matter and visualization of functional MEG/EEG analysis results


Need any assistance with MEG?

- Questions and problems related to MEGIN products:
email to support@megin.fi
- General MEG questions: [MEG community](https://www.biomagcentral.org) <https://www.biomagcentral.org>
- Americal Clinical MEG Society: www.acmegs.org
 - Clinical MEG guidelines
 - Case examples
 - Webinars
- The forums of main free packages

Early visual brain areas reflect the percept of an ambiguous scene

Lauri Parkkonen^{a,1}, Jesper Andersson^{a,b}, Matti Hämäläinen^{c,d}, and Riitta Hari^{a,e,1}


- 叠加动态噪音的Rubin vase-face图像；



Early visual brain areas reflect the percept of an ambiguous scene


Lauri Parkkonen^{a,1}, Jesper Andersson^{a,b}, Matti Hämäläinen^{c,d}, and Riitta Hari^{a,e,1}

➤ 两种频率标记下源空间结果



- 将数据切分成1s的epoch;
- + GLM ;
- + MEG溯源 (MNE) ;

➤ ROI analysis



Neural dynamics of semantic composition

Bingjiang Lyu^a, Hun S. Choi^a, William D. Marslen-Wilson^a, Alex Clarke^a, Billi Randall^a, and Lorraine K. Tyler^{a,1}

^aCentre for Speech, Language and the Brain, Department of Psychology, University of Cambridge, CB2 3EB Cambridge, United Kingdom

- 大脑在进行语义组合加工时的动态神经机制；
- 材料：简单口语句子 动词+直接宾语 (eat the apple);
- E/MEG溯源 + MVPA + 计算语义模型
- SPM12: Empirical Bayesian MEG and EEG data fusion scheme

